
TPP

产品编号: D10043

CAS: 917-23-7

保存条件: Store at 2-8°C stable for 4 years. Protect from light.

产品介绍: 级别: AR,

CAS号: 504-17-6

分子式: $C_4H_4N_2O_2S$

分子量: 144.15

MDL: MFCD00006674

溶解性: 溶于热水、乙醇、乙醚、稀碱溶液和稀盐酸, 微溶于冷水(分解), 水中溶解度: <6 g/L (20°C)。

纯度: 97%

外观/性状: 类白色至黄色粉末。

敏感性: 对光和空气敏感。

用途: 用于定量检测脂多糖, 卡拉胶和唾液酸类; 用于检测脂质过氧化氢和脂质过氧化。

介绍: 有恶臭。对空气敏感。半数致死量(小鼠, 腹腔)600mg/kg。