
Cholesterol Esterase from porcine pancreas

产品编号: D10053

CAS: 9026-00-0

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS号: 9026-00-0

分子量: ~440kDa 级别: BR

外观/性状: 白色粉末。

活性: 35U/mg

活性单位定义: One unit will hydrolyze 1.0 μ mole of cholesteryl oleate to cholesterol and oleic acid per min at pH 7.0 at 37 °C in the presence of taurocholate.

用途: 催化胆固醇酯水解产生胆固醇和脂肪酸。