
Casein sodium salt from bovine milk

产品编号: D10297

CAS: 9005-46-3

保存条件: Store at RT.

产品介绍: **基本信息:**

CAS号: 9005-46-3

外观/性状: 浅黄色粉末

级别: BR

水溶性: 可溶性50mg/mL, III级, 淡黄色

产品简介:

用途: 酪蛋白钠盐 (Casein sodium salt from bovine milk) 来源于牛乳的酪蛋白钠盐, 是一种水溶性乳化剂, 有增稠和乳化作用, 由于含有人体所需的全部必需氨基酸, 具有很高营养价值。适用于电泳、免疫细胞化学、配体结合分析等。酪蛋白钠盐是一种磷蛋白。有四种主要类型的酪蛋白组成了牛乳中约80%的总蛋白量: α -s1 酪蛋白, α -s2 酪蛋白, β -酪蛋白以及 κ -酪蛋白。酪蛋白被视为牛乳中的主要保护成分。