
Tannic acid

产品编号: D10211

CAS: 1401-55-4

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 1401-55-4

分子式: $C_{76}H_{52}O_{46}$

分子量: 1701.2

MDL: MFCD00066397

级别: AR

纯度: $\geq 98\%$

熔点: $218^{\circ}\text{C}(\text{lit.})$

沸点: 862.78°C (rough estimate)

外观: 黄色粉末

溶解性: 易溶乙醇、丙酮

敏感性: 对光敏感

用途: 主要用于鞣革, 也用于医药、墨水、印染、橡胶和冶金等工业以及水处理等方面