
b-AP15

产品编号: D50400

CAS: 1009817-63-3

保存条件: Store at -20°C for 3 years.

* 该产品在溶液状态不稳定, 建议现用现配, 即刻使用。或建议分装后-80°C保存, 预计6个月内有效。

产品介绍: CAS: 1009817-63-3

分子式: C₂₂H₁₇N₃O₆

分子量: 419.39

MDL: MFCD26142662

纯度: ≥99%

外观/性状: 黄色固体

溶解性: Water<1mg/ml; DMSO48mg/ml warming; Ethanol<1mg/ml;

作用靶点: Deubiquitinase(脱泛素酶)

作用通路: Cell Cycle/DNA Damage

用途及描述: b-AP15 特异性地抑制脱泛素酶 (Deubiquitinase) UCHL5 和 Usp14活性。

* 10mM溶液配制方法: 5mg加入1.19ml DMSO, 或4.19mg加入1ml DMSO即可。