
b-AP15 solution (10mM/L)

产品编号: D50400s

CAS: 1009817-63-3

保存条件: Store at -20°C stable for 3 years.

产品介绍: CAS: 1009817-63-3

分子式: C₂₂H₁₇N₃O₆

分子量: 419.39

MDL: MFCD26142662

纯度: ≥99%

外观/性状: 黄色固体

溶解性: Water<1mg/ml; DMSO48mg/ml warming; Ethanol<1mg/ml;

储存条件: -20°C, 3 years.

作用靶点: Deubiquitinase(脱泛素酶)

作用通路: Cell Cycle/DNA Damage

用途及描述: b-AP15 特异性地抑制脱泛素酶 (Deubiquitinase) UCHL5 和 Usp14活性。

* 本产品为: b-AP15 solution (10mM/L) in DMSO。