
α -Glucosidase

产品编号: D13063

CAS: 9001-42-7

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS号: 9001-42-7

MDL: MFCD00081321

活力: ≥ 50 units/mg protein

活力定义: One unit will liberate 1.0 μ mole of D-glucose from p-nitrophenyl α -D-glucoside per min at pH 6.8 at 37°C.

外观: 冻干粉。

来源: 酵母

用途: α -葡萄糖苷酶用于 α -淀粉酶的测定和各种1'-O-蔗糖和1-O-果糖酯的合成。还用于测定糖苷酶的抑制作用; 用于 α -淀粉酶的测定及各种1'-O-蔗糖和1-O-果糖酯的合成。