
α -Glucosidase (liquid)

产品编号: D13064

CAS: 9001-42-7

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS号: 9001-42-7

MDL: MFCD00081321

活力: ≥ 70 万u/ml

活力定义: 温度40°C, pH5.0测试条件下, 60分钟内催化产生1 μ g葡萄糖所需的酶量定义为1个 α -葡萄糖转苷酶活力单位 (1U)

来源: 酵母

用途: α -葡萄糖苷酶用于 α -淀粉酶的测定和各种1'-O-蔗糖和1-O-果糖酯的合成。还用于测定糖苷酶的抑制作用; 用于 α -淀粉酶的测定及各种1'-O-蔗糖和1-O-果糖酯的合成。