
Invertase (100u/mg)

产品编号: D13071

CAS: 9001-57-4

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS号: 9001-57-4

MDL: MFCD00131410

活力: ≥ 100 units/mg solid

活力定义: One unit will hydrolyze 1.0 μ mole of sucrose to invert sugar per min at pH 4.5 at 55°C.

外观/性状: 白色或类白色至淡黄色粉末或夹带颗粒粉末。

来源: 酵母和其他真菌以及高级植物

用途: 能催化蔗糖水解为葡萄糖和果糖的酶; 它还能将密三糖水解为密二糖和果糖。