
Lipoprotein Lipase

产品编号: D13081

CAS: 9004-02-8

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS号: 9004-02-8

MDL: MFCD00130783

酶活: $\geq 50,000$ units/mg solid

外观: 冻干粉。

抑制剂: Hg离子, Ag离子,

概述: 脂蛋白脂酶 (LPL) 是一种甘油酯水解酶。几种产生LPL的细菌属于假单胞菌属、沙雷菌属和毛霉属。

用途: 脂蛋白脂肪酶水解血浆脂蛋白中的甘油三酯, 导致肌肉和脂肪组织中脂肪酸的代谢释放。