
5-Hydroxy-DL-tryptophan

产品编号: D10172

CAS: 56-69-9

保存条件: Store at 2-8°C.

产品介绍: CAS号: 56-69-9

分子式: C₁₁H₁₂N₂O₃

分子量: 220.227

MDL: MFCD00005651

级别: 特纯

纯度: 99. %

外观/性状: 浅灰白色精细粉末, 气微、味略带咸涩。

熔点: 131-135°C

沸点: 786.8°C at 760 mmHg

溶解性: 可溶于水 (4 mg/ml)、二甲基亚砷 (25°C时为44 mg/ml)、乙醇 (25°C时<1 mg/ml) 和甲醇 (轻微)。

用途: 用作生化试剂。抗抑郁和抗癫痫。