
6 - phosphate dehydrogenase

产品编号: D13090

CAS: 9001-40-5

保存条件: Store at -20°C.

产品介绍: CAS号: 9001-40-5

MDL: MFCD00081656

级别: BR

纯度: $\geq 90.0\%$ (SDS-PAGE)

酶活性: ≥ 400 units/mg protein

活力: ≥ 150 units/mg solid

外观/性状: 白色无定型粉末。

酶活定义: 在30℃的pH7.8条件下, 每分钟一个单位可形成一个NADH的微摩尔。

用途: 常用诊断用酶。生化研究。测定血、尿中葡萄糖及肌酸肌酶的偶联反应。