
Nelfinavir mesylate

产品编号: D50518

CAS: 159989-65-8

保存条件: Store at -20°C for one year (Powder) ; In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS号: 159989-65-8

分子式: C₃₃H₄₉N₃O₇S₂

分子量: 663.89

MDL: MFCD00931436

级别: BR

纯度: 99.9%

外观/性状: 白色或近乎于白色粉末。

熔点: 131-135°C

沸点: 786.8°C at 760 mmHg

溶解度: 可溶于水 (20mg/ml) 、二甲基亚砷 (25°C时为49mg/ml) 、乙醇 (25°C时<1mg/ml) 和乙醇 (轻微) 。

作用靶点: HIV; HIV Protease; SARS-CoV;

作用通路: Anti-infection; Metabolic Enzyme/Protease;

用途: 甲磺酸奈非那韦 (Nelfinavir Mesylate) 是强效的HIV protease抑制剂, Ki为2 nM。