
Saquinavir mesylate

产品编号: D50515

CAS: 149845-06-7

保存条件: Store at -20°C for one year (Powder) ; In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS号: 149845-06-7

分子式: C₃₉H₅₄N₆O₈S

分子量: 766.946

MDL: MFCD00944907

级别: BR

纯度: 98%

外观/性状: 白色或淡黄色粉末。

沸点: 1015°C at 760 mmHg

溶解度: 溶于DMSO

作用靶点: HIV; HIV Protease; Autophagy;

作用通路: Anti-infection; Metabolic Enzyme/Protease; Autophagy;

用途: 沙奎那韦甲磺酸盐 (Saquinavir Mesylate) 是HIV蛋白酶抑制剂, 用于逆转录病毒治疗。