
Saquinavir

产品编号: D50519

CAS: 127779-20-8

保存条件: Store at -20°C for one year (Powder) ; In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS号: 127779-20-8

分子式: C₃₈H₅₀N₆O₅

分子量: 670.84

级别: BR

纯度: 99%

外观/性状: 白色结晶性固体。

熔点: 91.5°C

沸点: 1015°C at 760 mmHg

溶解度: 可溶于二甲基亚砷, 轻微溶于水。

作用靶点: HIV; HIV Protease;

作用通路: Anti-infection; Metabolic Enzyme/Protease;

用途: 沙奎那韦 (Saquinavir, Ro 31-8959)是HIV蛋白酶抑制剂。