

---

## 4-Aminobenzoic acid

产品编号: D10571

CAS: 150-13-0

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 150-13-0

分子式: C<sub>7</sub>H<sub>7</sub>NO<sub>2</sub>

分子量: 137.13

MDL: MFCD00007894

级别: AR

纯度: ≥99.5%

熔点: 187-189 °C

沸点: 339.9°C at 760 mmHg

外观/性状: 无色针状晶体。

敏感性: 对空气和光敏感。在空气中或光照下变为浅黄色。

溶解性: 易溶于沸水, 能溶于醇、醚、乙酸乙酯及冰乙酸, 微溶于水及苯, 不溶于石油醚。

用途: 对氨基苯甲酸用作测定铜的试剂。用于酯类、叶酸和偶氮染料的合成。