
Naproxen sodium

产品编号: D50525

CAS: 26159-34-2

保存条件: Store at -20°C for one year (Powder) ; In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS号: 26159-34-2

分子式: $C_{14}H_{13}NaO_3$

分子量: 252.24

MDL: MFCD00058507

级别: BR

纯度: 98%

外观: 白色粉末

熔点: 250-251°C

沸点: 403.9°C at 760 mmHg

溶解性: 溶于水、甲醇和氯仿。微溶于乙醚。

作用靶点: Autophagy; COX;

作用通路: Autophagy; Immunology/Inflammation;

用途: 萘普生钠 (Naproxen sodium) 是COX-1 和 COX-2 的抑制剂, 在细胞试验中 IC50 值分别为8.72和5.15 μM 。