
Palbociclib isethionate

产品编号: D50531

CAS: 827022-33-3

保存条件: Store at -20°C for one year (Powder) ; In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS号: 827022-33-3

分子式: $C_{24}H_{29}N_7O_2 \cdot C_2H_6O_4S$

分子量: 573.66

MDL: MFCD22666589

纯度: 99.96%

外观: 白色到米色粉末

熔点: 76°C

沸点: 185-186°C

溶解性: 微溶于水。易溶于乙醇、乙醚、丙酮和三氯甲烷。

作用靶点: CDK

作用通路: Cell Cycle/DNA Damage

描述: 帕博西尼羟乙基磺酸盐 (Palbociclib isethionate) 用作定性检查Ni²⁺ 和光度法测定Ni²⁺、Co、Pt⁴⁺ 和Pd²⁺等的显色剂, 还用于光度法测定脲和酰脲。医药中间体。