
Fast Blue RR Base

产品编号: D10386

CAS: 6268-05-9

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 6268-05-9

分子式: C₁₅H₁₆N₂O₃

分子量: 272.3

MDL: MFCD00008369

熔点: 165~168℃

外观/性状: 棕色粉末。

用途: 快蓝RR用于检测碱性磷酸酶活性。耐晒蓝RR主要用于组织学染色。它与碱性磷酸酶的反应产物结合并以不溶性化合物的形式沉淀。碱性磷酸酶活性部位呈黑色。固蓝RR也用于检测酯酶活性。它与萘酚（从醋酸萘酚中释放出来）偶联，形成一种不溶性偶氮染料，呈红色/蓝色。