
Ethylparaben

产品编号: D10625

CAS: 120-47-8

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 120-47-8

分子式: C₉H₁₀O₃

分子量: 166.17

MDL: MFCD00002353

级别: AR

纯度: 99%

熔点: 114-117 °C(lit.)

沸点: 297-298 °C

外观: 白色结晶或结晶性粉末

溶解性: 易溶于乙醇、乙醚和丙酮, 微溶于水、氯仿、二硫化碳和石油醚。

敏感性: 对光敏感

用途: 防腐剂; 抗微生物剂。对羟基苯甲酸乙酯为水溶性防腐剂, 主要特点是安全, 高效, 广谱抗菌; 广泛用于医药工业, 食品工业, 纺织工业的防腐。