
TBHBA

产品编号: D10629

CAS: 14348-40-4

保存条件: Store at RT.

产品介绍: CAS: 14348-40-4

分子式: $C_7H_3Br_3O_3$

分子量: 374.81

MDL: MFCD00055557

纯度: 99%

熔点: 145-148 °C(lit.)

沸点: 355.3°C at 760mmHg

外观: 固体

敏感性: 对光敏感

用途: 用作生化试剂。超纯生化反应色原。水溶性好、灵敏度高、稳定性强。