

---

## Irbesartan

产品编号: D50571

CAS: 138402-11-6

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS号: 138402-11-6

分子式: C<sub>25</sub>H<sub>28</sub>N<sub>6</sub>O

分子量: 428.53

MDL: MFCD00864464

纯度: 99. %

外观: 白色至类白色粉末

熔点: 180-181°C

沸点: 221-223°C

溶解性: 溶于 DMSO (>25 mg/ml), 乙醇 (~0.5 mg/ml), 甲醇、DMF (~20 mg/ml), 水 (<1 mg/ml at 25 °C).

作用靶点: Angiotensin Receptor; Apoptosis;

作用通路: GPCR/G Protein; Apoptosis;

产品描述: 厄贝沙坦 (Irbesartan) 是一种高效的特定血管紧张素II 1型 (AT1)受体拮抗剂, IC<sub>50</sub> 为1.3 nM。