
Prazosin hydrochloride

产品编号: D50570

CAS: 19237-84-4

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS号: 19237-84-4

分子式: C₁₉H₂₂ClN₅O₄

分子量: 419.86

MDL: MFCD00058177

纯度: ≥99.5%

外观: 灰白色至黄色粉末

熔点: 277 - 280 °C

沸点: 638.4°C at 760 mmHg

溶解性: 溶于DMSO (25 mg/mL)

作用靶点: Adrenergic Receptor; Autophagy;

作用通路: Cell Cycle/DNA Damage; Epigenetics; Autophagy;

产品描述: 盐酸哌唑嗪 (Prazosin hydrochloride) 是 α 肾上腺素阻断剂, 可作用于高血压、焦虑和恐慌症等。