
DAPTA

产品编号: D50572

CAS: 106362-34-9

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS号: 106362-34-9

分子式: C₃₅H₅₆N₁₀O₁₅

分子量: 856.877

MDL: MFCD00076838

纯度: 99. %

序列: D-ALA-SER-THR-THR-THR-ASN-TYR-THR-NH₂;

外观: 白色粉末

沸点: 1514.3°C at 760mmHg

溶解性: 溶于水

作用靶点: CCR; HIV;

作用通路: GPCR/G Protein; Immunology/Inflammation; Anti-infection;

产品描述: DAPTA是一种水溶性合成肽, 为 CCR5 抑制剂, 同时具有抗 HIV 的活性。IC₅₀分别为0.06 nM和0.32 nM。