
Troxerutin

产品编号: D50590

CAS: 7085-55-4

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 7085-55-4

分子式: C₃₃H₄₂O₁₉

分子量: 742.68

MDL: MFCD00153058

纯度: 98%

溶解性: 易溶于二甲基亚砷、二甲基乙酰胺; 难溶于水、甲醇、氯仿。

作用靶点: NOD-like Receptor (NLR);

作用通路: Immunology/Inflammation;

产品描述: 维生素P4 (Troxerutin) 是天然生物类黄酮芦丁的三羟乙基化衍生物, 其可抑制活性氧 (ROS) 的产生并抑制 ER 应激介导的 NOD 活化。