
4-Phenylbutyric acid

产品编号: D50325

CAS: 1821-12-1

保存条件: Store at RT.

产品介绍: **基本信息:**

CAS: 1821-12-1

分子式: C₁₀H₁₂O₂

分子量: 164.2

MDL: MFCD00004403

级别: AR

纯度: 99%

外观: 类淡黄色结晶

溶解性: 溶于DMSO和水。

产品简介:

4-苯基丁酸 (4-Phenylbutyric acid, 4-PBA) 是一种组蛋白去乙酰化酶 (HDAC) 和内质网应激 (ERS) 抑制剂, 可用于癌症和感染等疾病的研究。