
Diacerein

产品编号: D50589

CAS: 13739-02-1

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 13739-02-1

分子式: C₁₉H₁₂O₈

分子量: 368.299

MDL: MFCD00468030

纯度: ≥99%

熔点: 217-2180C

沸点: 631.5±55.0 °C(Predicted)

溶解性: 易溶于二甲基亚砷、二甲基乙酰胺; 难溶于水、甲醇、氯仿。

作用靶点: Interleukin Related;

作用通路: Immunology/Inflammation;

产品描述: 双醋瑞因 (Diacerein) 是白介素-1 β 抑制剂, 是慢效的蒽醌类化合物。