
Pictilisib

产品编号: D50677

CAS: 957054-30-7

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 957054-30-7

分子式: C₂₃H₂₇N₇O₃S₂

分子量: 513.64

MDL: MFCD11616196

纯度: ≥98% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO,

作用靶点: PI3K; Autophagy; Apoptosis;

作用通路: PI3K/Akt/mTOR; Autophagy; Apoptosis;

产品描述: Pictilisib (GDC-0941) 是有效的 PI3K α/δ 抑制剂, IC₅₀为 3 nM; 对110 β (11倍) 和 p110 γ (25倍) 具有适度的选择性。