
Verinurad

产品编号: D50608

CAS: 1352792-74-5

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 1352792-74-5

分子式: C₂₀H₁₆N₂O₂S

分子量: 348.4182

纯度: ≥99%

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: URAT1;

作用通路: Membrane Transporter/Ion Channel;

产品描述: 维立诺雷 (Verinurad) 是一种高效特异的 URAT1 抑制剂, IC₅₀ 为 25 nM。