
Pentostatin

产品编号: D50610

CAS: 53910-25-1

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 53910-25-1

分子式: C₁₁H₁₆N₄O₄

分子量: 268.27

纯度: ≥99.5%

MDL: MFCD00078802

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: Adenosine Deaminase;

作用通路: Metabolic Enzyme/Protease;

产品描述: 喷司他丁 (Pentostatin) 是一种高效, 不可逆的腺苷脱氨酶抑制剂, Ki 值为 2.5 pM。