
Epalrestat

产品编号: D50612

CAS: 82159-09-9

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 82159-09-9

分子式: C₁₅H₁₃NO₃S₂

分子量: 319.4

MDL: MFCD00865484

纯度: ≥98% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: Aldose Reductase;

作用通路: Metabolic Enzyme/Protease;

产品描述: 依帕斯他 (Epalrestat) 是醛糖还原酶抑制剂, IC₅₀为72 nM。可作用于糖尿病神经病变研究。