
Sitagliptin phosphate monohydrate

产品编号: D50618

CAS: 654671-77-9

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 654671-77-9

分子式: $C_{16}H_{15}F_6N_5O_4 \cdot H_2O$

分子量: 523.32

纯度: $\geq 98\%$ (HPLC)

溶解性: 溶于水

作用靶点: Dipeptidyl Peptidase; Autophagy;

作用通路: Metabolic Enzyme/Protease; Autophagy;

产品描述: Sitagliptin phosphate monohydrate 是一种有效的 DPP4 抑制剂, 在 Caco-2 细胞中, IC50 值为 19 nM。