
Sitagliptin

产品编号: D50615

CAS: 486460-32-6

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 486460-32-6

分子式: C₁₆H₁₅F₆N₅O

分子量: 407.31

MDL: MFCD19684081

纯度: ≥99% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: Dipeptidyl Peptidase; Autophagy;

作用通路: Metabolic Enzyme/Protease; Autophagy;

产品描述: 西他列汀 (Sitagliptin) 是一种有效的 DPP4 抑制剂, 在 Caco-2 细胞中, IC₅₀ 值为 19 nM。