
Sitagliptin phosphate

产品编号: D50617

CAS: 654671-78-0

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 848141-11-7

分子式: C₂₅H₂₂F₃N₅O₄S

分子量: 545.53

MDL: MFCD09952339

纯度: ≥98% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: Dipeptidyl Peptidase; Autophagy;

作用通路: Metabolic Enzyme/Protease; Autophagy;

产品描述: Sitagliptin phosphate (MK0431 phosphate) 是一种有效的 DPP4 抑制剂, 在 Caco-2 细胞中, IC₅₀ 值为 19 nM。