
BF350抗体标记试剂盒 AbBy Fluor® 350 Labeling Kit

产品编号: BA00135

保存条件: Store at 2-8°C for one year.

产品介绍: 荧光素标记抗体简称荧光抗体 (FA), 是目前广泛用于免疫病理、细胞化学、流式细胞学、病毒学及自身抗体的临床免疫诊断之中的特异、灵敏、定性和定位相结合的免疫化学试剂。用于标记的抗体, 要求是高特异性和高亲和力的。所用抗血清中不应含有针对标本中正常组织的抗体。一般需经纯化提取IgG、IgM后再作标记。