
Apixaban

产品编号: D50624

CAS: 503612-47-3

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 503612-47-3

分子式: C₂₅H₂₅N₅O₄

分子量: 459. 51

MDL: MFCD11977295

纯度: ≥99% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: Factor Xa;

作用通路: Metabolic Enzyme/Protease;

产品描述: 阿哌沙班 (Apixaban) 是一种高度选择性, 可逆并具有口服活性分 凝血因子 Xa 抑制剂, 抑制人和兔凝血因子 Xa 的 K_i 值分别为 0.08 nM 和 0.17 nM。Apixaban 正在开发用于预防和治疗各种血栓栓塞疾病。