
Bexarotene

产品编号: D50633

CAS: 153559-49-0

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 153559-49-0

分子式: C₂₄H₂₈O₂

分子量: 348.48

MDL: MFCD00932428

纯度: ≥99% (HPLC)

外观: 白色固体

溶解性: 溶于DMSO (8 mg/mL), 微溶于水和乙醇 (<1 mg/mL)

作用靶点: RAR/RXR; Autophagy;

作用通路: Metabolic Enzyme/Protease; Autophagy;

产品描述: 蓓萨罗丁 (Bexarotene) 是用于治疗皮肤T细胞淋巴瘤的选择性类视黄醇X受体 (retinoid X receptors (RXR)) 激动剂。