
IRAK-1/4 INHIBITOR I

产品编号: D60168

CAS: 509093-47-4

分子式: C₂₀H₂₁N₅O₄

纯度: 98%

InChi Key: InChIKey=QTCFYQHZJIIHBS-UHFFFAOYSA-N

Smiles: O1CCN(CCn2c3c(nc2NC(=O)c2cc([N+](=O)[O-])ccc2)cccc3)CC1

外观: 固体粉末

作用通路: Immunology/Inflammation

作用靶点: IRAK

溶解性: Soluble in DMSO

保存条件: -20°C

产品介绍: IRAK-1-4 Inhibitor I is a dual inhibitor of IRAK4 and IRAK1.