
AMG319

产品编号: D50645

CAS: 1608125-21-8

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 1608125-21-8

分子式: C₂₁H₁₆FN₇

分子量: 385.4

MDL: MFCD28902228

纯度: 98.8% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: PI3K;

作用通路: PI3K/Akt/mTOR;

产品描述: AMG319 是一种有效的选择性 PI3K δ 抑制剂, IC₅₀ 为 18 nM。