
TG100-115

产品编号: D50646

CAS: 677297-51-7

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 677297-51-7

分子式: C₁₈H₁₄N₆O₂

分子量: 346.35

MDL: MFCD16038873

纯度: ≥99% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: PI3K;

作用通路: PI3K/Akt/mTOR;

产品描述: TG100-115 是一种选择性的 PI3K γ /PI3K δ 抑制剂, IC₅₀ 分别为 83 和 235 nM。