
Galunisertib

产品编号: D50659

CAS: 700874-72-2

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 700874-72-2

分子式: C₂₂H₁₉N₅O

分子量: 369.43

MDL: MFCD12923319

纯度: ≥99.9% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: TGF-β Receptor;

作用通路: TGF-beta/Smad;

产品描述: Galunisertib (LY2157299) 是一种选择性的 TGF-β 受体 I 型 (TGF-βRI) 激酶抑制剂, IC₅₀ 为 56 nM。