
BMS 817378

产品编号: D50654

CAS: 1025720-94-8

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 1025720-94-8

分子式: C₂₅H₁₉ClF₂N₄O₄

分子量: 512.89

MDL: MFCD16495773

纯度: ≥99% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: c-Met/HGFR; TAM Receptor;

作用通路: Protein Tyrosine Kinase/RTK;

产品描述: BMS 777607 是一种 Met-related 抑制剂, 能够抑制 c-Met, Axl, Ron 和 Tyro3 的活性, IC₅₀ 值为 3.9 nM, 1.1 nM, 1.8 nM 和 4.3 nM。