
Foretinib

产品编号: D50655

CAS: 849217-64-7

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 849217-64-7

分子式: C₃₄H₃₄F₂N₄O₆

分子量: 632.65

MDL: MFCD16038048

纯度: ≥99% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO

作用靶点: c-Met/HGFR; TAM Receptor;

作用通路: Protein Tyrosine Kinase/RTK;

产品描述: Foretinib 是一种多靶点酪氨酸激酶抑制剂, 抑制 Met 和 KDR 的IC₅₀分别为0.4 nM 和 0.9 nM。