
CAL-101

产品编号: D50676

CAS: 1146702-54-6

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 1146702-54-6

分子式: C₂₂H₁₈FN₇O

分子量: 415.4230232

纯度: 99.98% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO,

作用靶点: PI3K; Autophagy;

作用通路: PI3K/Akt/mTOR; Autophagy;

产品描述: 艾代拉里斯 (Idelalisib) 是一种口服有效的高选择性 p110 δ 抑制剂, IC₅₀ 为 2.5 nM, 比 p110 δ 和其他 PI3K class I 酶的选择性高 40 到 300 倍。