
Sonolisib

产品编号: D50684

CAS: 502632-66-8

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 502632-66-8 分子式: C₂₉H₃₅N₁₀O₈ 分子量: 525. 59

纯度: ≥99% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO,

作用靶点: PI3K;

作用通路: PI3K/Akt/mTOR;

产品描述: Sonolisib (PX-866) 是一种改良的 Wortmannin 类似物, 是一种可口服的, 不可逆的, 泛亚型的 PI3K 抑制剂 (IC₅₀=0.1 nM (p110α), 1.0 nM (p120γ), 2.9 nM (p110δ)). PX-866 具有抗肿瘤活性。