
TGX-221

产品编号: D50685

CAS: 663619-89-4

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 663619-89-4

分子式: C₂₁H₂₄N₄O₂

分子量: 364.44

MDL: MFCD11113209

纯度: ≥99.5% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO,

作用靶点: PI3K;

作用通路: PI3K/Akt/mTOR;

产品描述: TGX-221 是一种高效的、选择性的、细胞膜渗透的 PI3K p110β 抑制剂, 常用于癌症治疗。