
Pilaralisib

产品编号: D50683

CAS: 934526-89-3

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 934526-89-3

分子式: C₂₅H₂₅ClN₆O₄S

分子量: 541.02

MDL: MFCD26142605

纯度: ≥99.5% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO,

作用靶点: PI3K;

作用通路: PI3K/Akt/mTOR;

产品描述: Pilaralisib (XL147; SAR245408) 是一种有效的选择性 I 类 PI3Ks 抑制剂, 抑制 PI3K α , PI3K β , PI3K γ 和 PI3K δ , IC₅₀ 分别为 39 nM, 383 nM, 23 nM 和 36 nM。