
KNK437

产品编号: D60753

CAS: 218924-25-5

分子式: C₁₃H₁₁NO₄

纯度: 98%

InChi Key: InChIKey=LZGGUFLRKIMBDQ-YHYXMXQVSA-N

Smiles: O=CN1CC\C(=C\c2ccc3OCOC3c2)C1=O

外观: 固体粉末

作用通路: Cytoskeletal Signaling

作用靶点: HSP

溶解性: Soluble in DMSO

保存条件: -20°C

产品介绍: KNK437, a pan-HSP inhibitor, suppresses the synthesis of inducible HSPs(HSP105, HSP72, and HSP40).