
Yeast Extract Agar

产品编号: D10480

CAS: N/A

保存条件: Store at RT.

产品介绍: 培养基类型: 非选择性培养基

级别: 用于微生物学

产品外观: 浅黄色均一粉末。

灭菌后颜色与澄清度: 浅琥珀色至中等琥珀色, 略不透明凝胶。

用途: 酵母提取物琼脂(Yeast Extract Agar)是一种高营养培养基, 含有酵母提取物作为维生素来源, 用于平板法计数水中微生物。

PRODUCT SPECIFIC PUBLICATIONS

[IF=1.746] Chengshui Liao. et al. Identification and Characterization of the Nuclease Activity of the Extracellular Proteins from Salmonella enterica Seroovar Typhimurium. Curr Microbiol. 2020 Nov;77(11):3651-3660 Other ; . 32939640