
Dactolisib Tosylate

产品编号: D50681

CAS: 1028385-32-1

保存条件: Store at -20°C for 3 year(Powder); In DMSO or others solvent store at 2-4°C for two weeks, at -20°C for six months.

产品介绍: CAS: 1028385-32-1

分子式: C₃₇H₃₁N₅O₄S

分子量: 641.7382

MDL: MFCD22124509

纯度: ≥99.8% (HPLC)

溶解性: 溶于DMSO,

作用靶点: PI3K; mTOR; Autophagy;

作用通路: PI3K/Akt/mTOR; Autophagy;

产品描述: Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) 是PI3K和mTOR的双重激酶抑制剂, 对PI3K α , β , γ , δ 的IC₅₀值分别为4, 75, 7, 5 nM。Dactolisib Tosylate (BEZ235 Tosylate) 抑制 mTORC1 和 mTORC2。